

Technique d'animation

Trombinoscope

Comment chat va ?



- Copie du trombinoscope (2ème page)



5 à 12
participants



30 minutes



- Présentation de la technique (5 mn).
- Travail personnel (10mn). Consigne : choisir trois têtes convenant à votre état d'esprit puis les classer. Vous pouvez inventer, combiner.
- Mise en commun (2 à 5 mn par personne). Tour de table, chacun présente la tête qu'il a choisi en haut du podium, le mot correspondant et sa phrase d'explication.

Variantes possibles :

- Faire lire le choix n°2 par tous les participants
- Faire mimer (choisir, pour commencer, des participants à l'aise) les autres devant deviner le mot.

Peut être utilisé en début de session de formation pour connaître l'humeur du groupe.

Peut permettre d'aider les participants à mettre un mot sur leur ressenti.



Réseau Crescendoc

Objectif

Faire les
présentation

Briser la
glace

Planifier

Evaluer

Faire des
groupe

Trouver des
idées

Prioriser

Favoriser les
échanges

Réfléchir et
analyser

Dynamiser le
groupe

Co-
construction

Prendre des
décisions

Faire un
diagnostique


Développement
Personnel

Technique d'animation

Trombinoscope Comment chat va ?



COMMENT CHAT VA ?



EN UNE PHRASE,
EXPLIQUEZ VOTRE CHOIX :

.....

.....

.....

.....